

AVANOS

MIC* & MIC-KEY*
Enterostomiesondes

INNOVATIEVE PRODUCTEN G-, J- EN GJ-SONDES MET ENFit® AANSLUITING

PRODUCTCATALOGUS ENTERALE OPLOSSINGEN



INNOVATIEVE PRODUCTEN G-, J- EN GJ-SONDES MET ENFit® AANSLUITING

PRODUCTCATALOGUS ENTERALE OPLOSSINGEN

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|----|
| INNOVATIEVE PRODUCTEN VOOR G-, J- EN GJ-SONDES - INLEIDING | 4 |
| GASTROSTOMIESONDES | 6 |
| MIC-KEY® G-sonde | 6 |
| MIC® G-sonde | 7 |
| MIC® Gastrostomiesonde & zorgkit | 7 |
| MIC® G-sonde voor bolusvoeding | 7 |
| MIC® PEG Kit | 8 |
| AVANOS® introducerkit voor G-sonde | 9 |
| JEJUNOSTOMIESONDES | 10 |
| MIC-KEY® J-sonde | 10 |
| MIC® J-sonde | 10 |
| MIC® jejunostomiesonde | 11 |
| GASTRO-JEJUNOSTOMIESONDES | 12 |
| MIC-KEY® GJ-sonde | 12 |
| MIC® GJ-sonde (endoscopische/radiologische plaatsing) | 14 |
| MIC® GJ-sonde (chirurgische plaatsing) | 14 |
| MIC® gastro-enterologische sonde | 15 |
| AVANOS® introducerkit voor J-/GJ-sonde | 15 |
| ACCESSOIRES | 16 |
| MIC-KEY® verlengleidingen | 16 |
| Componenten van de introducerkit | 16 |
| MIC® accessoires voor jejunostomiesonde | 17 |
| MIC® verlengleidingen | 17 |
| MIC® PEG-voedingsconnectors | 17 |

INNOVATIEVE PRODUCTEN VOOR G-, J- EN GJ-SONDES INLEIDING

Avanos biedt een grote verscheidenheid aan innovatieve, hoogwaardige voedingssondes, kits voor initiële plaatsing en accessoires met een uniek ontwerp, voor het toedienen van voeding en medicatie aan zowel kinderen als volwassenen.

Bij Avanos blijven wij sondes en accessoires volgens de strengste productienormen vervaardigen op onze hypermoderne productielocaties.

Onze producten zijn ontworpen met het oog op veiligheid en gebruiksgemak. Om die reden hebben we onze MIC* en MIC-KEY* voedingssondes nu voorzien van de ENFit® connector. Deze connector kan alleen worden aangesloten op hulpmiddelen die compatibel zijn met ENFit®, zodat uitsluitend enterale vloeistoffen kunnen worden toegediend.

Wij ondersteunen onze productverkoop met deskundige sales- en servicemedewerkers. De MIC*/MIC-KEY* enterostomiesondes voor voedingstoepassingen op de middellange tot lange termijn zijn inmiddels uitgegroeid tot merkproducten met grote bekendheid en erkenning.



MIC* /MIC-KEY*

Enterostomiesondes



INNOVATIEF PRODUCTONTWERP

De MIC* /MIC-KEY* enterostomiesondes en bijbehorende accessoires omvatten een breed assortiment aan producten voor gastrisch en jejunaal voeden in verschillende maten, waaronder de eendelige MIC-KEY* GJ-sonde waarmee maagdecompressie en jejunale voeding gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

DE MEESTE MIC* /MIC-KEY* ENTEROSTOMIESONDES:

- zijn vervaardigd uit medisch siliconen materiaal;
- bevatten een geventileerde SECUR-LOK* ring: het externe fixatiemechanisme dat is bedoeld om lucht rond de stomaplaats te laten circuleren en om de sondedruk op de zijkanen van de stomawand te verminderen;
- bevatten een opblaasbare interne siliconen fixatieballon;
- bevatten een ENFit® voedings- en medicatiepoort die voldoen aan ISO-norm 80369-3.

DE JUISTE KEUZE

Het kan lastig zijn om uw patiënten goed te assisteren bij het wennen aan het soms wel levenslange gebruik van een gastrostomiesonde. Het gevarieerde aanbod van voedingssondes en accessoires van Avanos helpt u bij het maken van de juiste keuze voor uw patiënt. Met de MIC* /MIC-KEY* enterostomiesondes kiest u voor innovatieve producten die consistent presteren en grote bekendheid en erkenning genieten.



ENFit® voedings- en medicatiepoort



SECUR-LOK* externe fixatiering



Opblaasbare interne fixatieballon

GASTROSTOMIESONDES

AVANOS[®] gastrostomiesondes zijn ontworpen voor de toediening van enterale voeding in de maag. Ze zijn verkrijgbaar met vlak profiel en in conventionele standaardlengtes.



AVANOS[®] MIC-KEY[®] G-SONDE

De **MIC-KEY[®] G-SONDE** is een stap voorwaarts ten opzichte van de conventionele gastrostomiesondes. De MIC-KEY[®] G-voedingssonde is onopvallend en gemakkelijk te verbergen, waardoor het voor een groot aantal patiënten de ideale voedingssonde is.

- Constructie van medisch siliconen materiaal
- Ontwerp met vlak profiel
- Conische, distale tip overeenkomstig de sondemaat (French)
- Opblaasbare interne siliconen fixatieballon
- Niet samengesteld uit natuurlijke latex of DEHP
- Gesteriliseerd met ethyleenoxide
- Met online gebruikshandleiding voor patiënten en zorgverleners
- Verzonken, atraumatische tip
- Goed werkende antirefluxklep
- Verlengleiding met SECUR-LOK[®] aansluitmechanisme en ENFit[®] voedingspoort
- Radiopake streep
- 1 sonde/verpakking

De kit bevat:

- 1- MIC-KEY[®] G-sonde met vlak profiel
- 1- MIC-KEY[®] ENFit[®] verlengleiding met connector met rechte hoek en dubbele mannelijke ENFit[®] connector, lengte 30 cm
- 1- MIC-KEY[®] bolusverlengleiding met rechte connector en mannelijke ENFit[®] connector, lengte 30 cm
- 1- 6 ml Luer-Slip[™] spuit
- 1- 35 ml vrouwelijke ENFit[®] spuit
- 4- Kompressen

AVANOS[®] MIC-KEY[®] G-SONDES

| AFMETING (BUITENDIAM.) (X) | STOMALENGTE (Y) | PRODUCTCODE |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| 12 Fr | Van 0,8 tot 4,0 | 8140-X-Y |
| 14 Fr | Van 0,8 tot 5,0 | 8140-X-Y |
| 16 Fr | Van 0,8 tot 5,0 | 8140-X-Y |
| 18 Fr | Van 0,8 tot 5,0 | 8140-X-Y |
| 20 Fr | Van 0,8 tot 5,0 | 8140-X-Y |
| 24 Fr | Van 1,5 tot 5,0 | 8140-X-Y |

Beschikbare stomalengte (cm): 0,8 /1,0 /1,2 /1,5 /1,7 /2,0 /2,3 /2,5 /2,7 /3,0 /3,5 /4,0 /4,5 /5,0



AVANOS* MIC* G-SONDE

De **MIC* G-SONDE** is geïndiceerd voor patiënten die continue enterale voeding nodig hebben.

- Constructie van medisch siliconen materiaal
- Verzonken, atraumatische tip (m.u.v. Fr 12)
- Opblaasbare interne siliconen fixatieballon (7-10 ml, m.u.v. LV-versies: 3-5 ml)
- SECUR-LOK* externe fixatie
- Niet samengesteld uit natuurlijke latex of DEHP
- Gesteriliseerd met gammastraling
- Dubbele mannelijke ENFit® aansluiting: voedings- en medicatiepoort
- Conische, distale tip overeenkomstig de sonde maat (French)
- Radiopake streep
- 1 sonde/verpakking

AVANOS* MIC* G-SONDES

| AFMETING (BUITENDIAM.) | BALLONVOLUME | PRODUCTCODE |
|------------------------|----------------|-------------|
| 12 Fr | Ballon 2-3 ml | 8100-12LV |
| 14 Fr | Ballon 3-5 ml | 8100-14LV |
| 16 Fr | Ballon 3-5 ml | 8100-16LV |
| 18 Fr | Ballon 7-10 ml | 8100-18 |
| 20 Fr | Ballon 7-10 ml | 8100-20 |
| 22 Fr | Ballon 7-10 ml | 8100-22 |
| 24 Fr | Ballon 7-10 ml | 8100-24 |
| 26 Fr | Ballon 7-10 ml | 8100-26 |
| 28 Fr | Ballon 7-10 ml | 8100-28 |
| 30 Fr | Ballon 7-10 ml | 8100-30 |



AVANOS* MIC* GASTROSTOMIESONDE & ZORGGIT

De **MIC* G-SONDE & ZORGGIT** is een handige kit voor het eenvoudig vervangen van sondes. Elke kit bevat 2 sets met:

- MIC* G-sonde
- 10 ml Luer-Slip™ spuit
- 5 kompressen (7,5 x 7,5 cm)
- Alcoholdoekje voor huidreiniging
- Voorgevulde Luer-Slip™ spuit met steriel H₂O
- Glijmiddel op waterbasis
- Zijklem
- Biohazardzak (16,5 x 17,5 cm)

AVANOS* MIC* G-SONDE & ZORGGITS

| AFMETING (BUITENDIAM.) | | PRODUCTCODE |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 12 Fr | 2 G-sondes per kit | QW3161 |
| 14 Fr | 2 G-sondes per kit | QW3162 |
| 16 Fr | 2 G-sondes per kit | QW3163 |
| 18 Fr | 2 G-sondes per kit | QW3164 |
| 20 Fr | 2 G-sondes per kit | QW3165 |
| 22 Fr | 2 G-sondes per kit | QW3166 |
| 24 Fr | 2 G-sondes per kit | QW3167 |



AVANOS* MIC* G-SONDE VOOR BOLUSVOEDING

De **MIC* G-SONDE VOOR BOLUSVOEDING** wordt gebruikt voor patiënten die bolusvoeding krijgen.

- Constructie van medisch siliconen materiaal
- Verzonken, atraumatische tip (m.u.v. Fr 12)
- Opblaasbare interne siliconen fixatieballon
- SECUR-LOK* externe fixatie
- Mannelijke ENFit® voedingspoort
- Conische, distale tip overeenkomstig de sondemaat (French)
- Radiopake streep
- Niet samengesteld uit natuurlijke latex of DEHP
- Gesteriliseerd met gammastraling
- 1 sonde/verpakking

AVANOS* MIC* G-SONDE VOOR BOLUSVOEDING

| AFMETING (BUITENDIAM.) | BALLONVOLUME | PRODUCTCODE |
|------------------------|----------------|-------------|
| 12 Fr | Ballon 2-3 ml | 8110-12LV |
| 14 Fr | Ballon 3-5 ml | 8110-14LV |
| 16 Fr | Ballon 3-5 ml | 8110-16LV |
| 18 Fr | Ballon 7-10 ml | 8110-18 |
| 20 Fr | Ballon 7-10 ml | 8110-20 |
| 22 Fr | Ballon 7-10 ml | 8110-22 |
| 24 Fr | Ballon 7-10 ml | 8110-24 |



AVANOS* MIC* PERCUTANE ENDOSCOPISCHE GASTROSTOMIE KIT (PEG-KIT)

De **MIC* PEG-KIT** is ontworpen voor een gemakkelijke plaatsing van een endoscopische gastrostomiesonde op basis van de PULL- of PUSH-techniek.

- Constructie van medisch siliconen materiaal
- SECUR-LOK* externe fixatie
- Mannelijke ENFit® voedings- en medicatiepoort
- Niet samengesteld uit natuurlijke latex of DEHP
- Radiopake streep en volledig opake interne fixatiedisk
- Afsluitklem
- Verwijderbaar door tractie (m.u.v. Fr 14)
- Gesteriliseerd met ethyleenoxide
- 1 kit/verpakking

AVANOS* MIC* PEG KITS

| AFMETING (BUITENDIAM.) | BESCHRIJVING | PRODUCTCODE |
|------------------------|-----------------------------|-------------|
| 14 Fr | PUSH-methode | 8630-14 |
| 20 Fr | PUSH-methode | 8630-20 |
| 24 Fr | PUSH-methode | 8630-24 |
| 14 Fr | PULL-methode | 9640-14 |
| 20 Fr | PULL-methode | 9640-20 |
| 24 Fr | PULL-methode | 9640-24 |
| 14 Fr | PULL-methode (beperkte kit) | 8644-14 |
| 20 Fr | PULL-methode (beperkte kit) | 8644-20 |
| 24 Fr | PULL-methode (beperkte kit) | 8644-24 |
| 14 Fr | PULL-methode | 8645-14 |
| 20 Fr | PULL-methode | 8645-20 |
| 24 Fr | PULL-methode | 8645-24 |

De serie met artikelnr. 8644-xx bevat uitsluitend de producten die zijn gemarkeerd met †

De PUSH PEG-kit bevat:

- 1- PUSH PEG-sonde
(verwijderbaar door tractie)
- 1- 5 Fr endoscopische lus voor plaatsing
(1,8 mm x 260 cm)
- 1- ENFit® connector
- 1- SECUR-LOK® externe fixatie
- 1- 19 gauge x 1,5 inch naald met filter
- 1- 25 gauge x 1,5 inch naald
- 1- Steriel veld met opening en kleefstrips
- 1- 12 ml spuit
- 1- Scalpel #11
- 1- Punctienaald met trocar
- 1- Voerdraad
- 1- Afsluitklem
- 1- Glijmiddel op waterbasis
- 4- 4 inch x 4 inch kompressen
- 2- 2 inch x 2 inch splitkompressen
- 1- Hechtdraad

De PULL PEG-kit bevat:

- 1- PULL PEG-sonde
(verwijderbaar door tractie)†
- 1- 5 Fr endoscopische lus voor plaatsing
(1,8 mm x 260 cm)
(niet verkrijgbaar voor artikelnr. 8645-xx)
- 1- ENFit® connector†
- 1- SECUR-LOK® externe fixatie†
- 1- 19 gauge x 1,5 inch naald met filter
- 1- 25 gauge x 1,5 inch naald
- 1- Steriel veld met opening en kleefstrips
- 1- 12 ml spuit
- 1- Scalpel #11†
- 1- Punctienaald met trocar†
- 1- Dubbele voerdraad†
- 1- Afsluitklem†
- 1- Glijmiddel op waterbasis
- 4- 4 inch x 4 inch kompressen
- 2- 2 inch x 2 inch splitkompressen
- 1- Hechtdraad



AVANOS® INTRODUCERKIT VOOR PLAATSING VAN G-SONDES

De kits bevatten instrumenten en hulpmiddelen om de initiële endoscopische, radiologische of laparoscopische plaatsing van ballongastrostomiesondes – zoals MIC® G-sondes en MIC-KEY® G-sondes – te vergemakkelijken.

- Gesteriliseerd met ethyleenoxide
- 1 kit/verpakking

De kit bevat:

- 1- Gastro-intestinale verankeringsset met
voorgeladen SAF-T-PEXY® T-ankers
- 1- Haemostat (vaatklem)
- 1- Punctienaald met veiligheidsmechanisme
- 1- Voerdraad met J-tip
- 1- Scalpel #11 met veiligheidsmechanisme
- 1- Seriële dilatator met wegpeelkatheter
(peel-away sheath)
- 2- 12 ml spuiten
- 1- Stomameetinstrument

Voedingssonde niet inbegrepen in de kit.

AVANOS® INTRODUCERKITS VOOR PLAATSING VAN G-SONDES

| BESCHRIJVING | PRODUCTCODE | |
|---|---------------------------------|----------------|
| | ENDOSCOPISCH/ FLUOROSCOPISCH | LAPAROSCOPISCH |
| Introducerkit voor plaatsing van G-sondes, met 16 Fr dilatator (voor gebruik met MIC® G-sonde Fr 12 en MIC-KEY® G-sonde Fr 12) | 98430 | 10250 |
| Introducerkit voor plaatsing van G-sondes, met 18 Fr dilatator (voor gebruik met MIC® G-sonde Fr 14 en MIC-KEY® G-sonde Fr 14) | 98431 | 10230 |
| Introducerkit voor plaatsing van G-sondes, met 20 Fr dilatator (voor gebruik met MIC® G-sonde Fr 16 en MIC-KEY® G-sonde Fr 16) | 98432 | 10240 |
| Introducerkit voor plaatsing van G-sondes, met 22 Fr dilatator (voor gebruik met MIC® G-sonde Fr 18 en MIC-KEY® G-sonde Fr 18) | 98433 | 10237 |
| Introducerkit voor plaatsing van G-sondes, met 24 Fr dilatator (voor gebruik met MIC® G-sonde Fr 20 en MIC-KEY® G-sonde Fr 20) | 98434 | 10226 |

JEJUNOSTOMIESONDES

AVANOS* jejunostomiesondes zijn ontworpen voor het toedienen van enterale voeding in de dunne darm. Ze zijn verkrijgbaar met vlak profiel en in conventionele lengtes.



De kit bevat:

- 1- MIC-KEY* J-sonde met vlak profiel
- 1- Geleidingscanule
- 1- MIC-KEY* ENFit® verlengleiding met connector met rechte hoek en dubbele mannelijke ENFit® connector, lengte 30 cm
- 1- MIC-KEY* ENFit® bolusverlengleiding met rechte connector en mannelijke ENFit® connector, lengte 30 cm
- 1- 6 ml Luer-Slip™ spuit
- 1- 35 ml vrouwelijke ENFit® spuit
- 4- Kompressen

AVANOS* MIC-KEY* J-SONDE

De **MIC-KEY* J-SONDE** is geïndiceerd voor patiënten die uitsluitend jejunale voeding nodig hebben, maar die de voorkeur geven aan een onopvallend extern segment. Deze sonde beschikt over een externe fixatiedisk, net als de veelvoorgescreven MIC-KEY* G-sonde.

- Constructie van medisch siliconen materiaal
- Ontwerp met vlak profiel
- Opblaasbare interne siliconen fixatieballon
- Goed werkende antirefluxklep
- Verlengleiding met SECUR-LOK* aansluitmechanisme en ENFit® voedingsconnector
- Aanpasbare distale lengte
- Radiopake streep
- Niet samengesteld uit natuurlijke latex of DEHP
- Gesteriliseerd met gammastraling
- 1 sonde/verpakking

AVANOS* MIC-KEY* J-SONDES

| AFMETING (BUITENDIAM.) (X) | STOMALENGTE (Y) | PRODUCTCODE |
|----------------------------|-----------------|-------------|
| 14 Fr | Van 0,8 tot 4,5 | 8230-X-Y |
| 18 Fr | Van 0,8 tot 4,5 | 8230-X-Y |

Beschikbare stomalengte (cm): 0,8 /1,0 /1,2 /1,5 /1,7 /2,0 /2,3 /2,5 /2,7 /3,0 /3,5 /4,0 /4,5



AVANOS* MIC* J-SONDE

De **MIC* J-SONDE** is geïndiceerd voor patiënten die uitsluitend jejunale voeding nodig hebben. De distale tip kan voor elke patiënt op de gewenste lengte worden aangepast.

- Constructie van medisch siliconen materiaal
- Opblaasbare interne siliconen fixatieballon
- SECUR-LOK* externe fixatiering
- Mannelijke ENFit® voedingspoort
- Aanpasbare distale lengte
- Radiopake streep
- Niet samengesteld uit natuurlijke latex of DEHP
- Gesteriliseerd met gammastraling
- 2 sondes/verpakking

AVANOS* MIC* J-SONDES

| AFMETING (BUITENDIAM.) | BALLONVOLUME | PRODUCTCODE |
|------------------------|----------------|-------------|
| 12 Fr | Ballon 3-5 ml | 8200-12LV |
| 14 Fr | Ballon 7-10 ml | 8200-14 |
| 16 Fr | Ballon 7-10 ml | 8200-16 |
| 18 Fr | Ballon 7-10 ml | 8200-18 |
| 20 Fr | Ballon 7-10 ml | 8200-20 |
| 22 Fr | Ballon 7-10 ml | 8200-22 |
| 24 Fr | Ballon 7-10 ml | 8200-24 |



De kit bevat:

- 1- Jejunostomiesonde
- 1- Subcutane extraducer
- 1- Voedingspoortadapter
- 1- Luer-Lok® dop

AVANOS* MIC* JEJUNOSTOMIESONDE

De **MIC* JEJUNOSTOMIESONDE** wordt chirurgisch rechtstreeks in de dunne darm geplaatst met behulp van de Witzel-tunneltechniek. Hierdoor ligt de sonde stevig verankerd en is de kans op lekkage minimaal. De sonde met 14 Fr voorkomt verstopping.

- Constructie van medisch siliconen materiaal
- Hechtvleugels
- Sondediameter Fr 14 (grote 9 Fr interne diameter)
- Radiopake streep
- Gesteriliseerd met gammastraling
- Mannelijke Luer-lock voedingsconnector
- 1 sonde/verpakking

AVANOS* MIC* JEJUNOSTOMIE SONDES

**AFMETING
(BUITENDIAM.)**

14 Fr

PRODUCTCODE

0301-14

GASTRO-JEJUNOSTOMIESONDES

Met AVANOS® gastro-jejunostomiesondes wordt enterale voeding in de dunne darm afgegeven terwijl gelijktijdig maagdecompressie plaatsvindt. Deze sondes zijn verkrijgbaar met vlak profiel en in conventionele standaardlengtes.



AVANOS® MIC-KEY® GJ-SONDE

De unieke **MIC-KEY® GJ-SONDE** is ontworpen voor patiënten die gelijktijdig maagdecompressie en jejunale voeding nodig hebben. Verkrijgbaar in verschillende maten en lengtes, afgestemd op de individuele patiënt.

- Constructie van medisch siliconen materiaal
- Ontwerp met vlak profiel
- Conische, distale tip overeenkomstig de sondemaat (French)
- Opblaasbare interne siliconen fixatieballon (3-5 ml, sondes met een jejunale lengte van 45 cm hebben een ballon van 7-10 ml)
- Dubbele mannelijke ENFit® aansluiting: maagdecompressie- en jejunale voedingspoort
- Meerdere gastrische & jejunale uitstroomopeningen
- Jejunale tip verzwaaard met wolfram
- Radiopake streep
- Gesteriliseerd met gammastraling
- 1 sonde/verpakking

AVANOS® MIC-KEY® GJ-TUBES

| AFMETING (BUITENDIAM.) | STOMALENGTE | JEJUNALE LENGTE | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 15 CM | 22 CM | 30 CM | 45 CM |
| 14 Fr | 1.0 cm | 8270-14-1.0-15 | 8270-14-1.0-22 | | |
| 14 Fr | 1.2 cm | 8270-14-1.2-15 | 8270-14-1.2-22 | 8270-14-1.2-30 | |
| 14 Fr | 1.5 cm | 8270-14-1.5-15 | 8270-14-1.5-22 | 8270-14-1.5-30 | 8270-14-1.5-45 |
| 14 Fr | 1.7 cm | 8270-14-1.7-15 | 8270-14-1.7-22 | 8270-14-1.7-30 | 8270-14-1.7-45 |
| 14 Fr | 2.0 cm | | 8270-14-2.0-22 | 8270-14-2.0-30 | 8270-14-2.0-45 |
| 14 Fr | 2.3 cm | | | 8270-14-2.3-30 | 8270-14-2.3-45 |
| 14 Fr | 2.5 cm | | | 8270-14-2.5-30 | 8270-14-2.5-45 |
| 14 Fr | 2.7 cm | | | 8270-14-2.7-30 | 8270-14-2.7-45 |
| 14 Fr | 3.0 cm | | | | 8270-14-3.0-45 |
| 14 Fr | 3.5 cm | | | | 8270-14-3.5-45 |
| 14 Fr | 4.0 cm | | | | 8270-14-4.0-45 |
| 14 Fr | 4.5 cm | | | | 8270-14-4.5-45 |
| 14 Fr | 5.0 cm | | | | 8270-14-5.0-45 |
| 14 Fr | 5.5 cm | | | | 8270-14-5.5-45 |
| 14 Fr | 6.0 cm | | | | 8270-14-6.0-45 |
| 14 Fr | 6.5 cm | | | | 8270-14-6.5-45 |
| 14 Fr | 7.0 cm | | | | 8270-14-7.0-45 |
| 16 Fr | 1.0 cm | 8270-16-1.0-15 | 8270-16-1.0-22 | | |
| 16 Fr | 1.2 cm | 8270-16-1.2-15 | 8270-16-1.2-22 | 8270-16-1.2-30 | |
| 16 Fr | 1.5 cm | 8270-16-1.5-15 | 8270-16-1.5-22 | 8270-16-1.5-30 | 8270-16-1.5-45 |
| 16 Fr | 1.7 cm | 8270-16-1.7-15 | 8270-16-1.7-22 | 8270-16-1.7-30 | 8270-16-1.7-45 |
| 16 Fr | 2.0 cm | | 8270-16-2.0-22 | 8270-16-2.0-30 | 8270-16-2.0-45 |
| 16 Fr | 2.3 cm | | | 8270-16-2.3-30 | 8270-16-2.3-45 |
| 16 Fr | 2.5 cm | | | 8270-16-2.5-30 | 8270-16-2.5-45 |
| 16 Fr | 2.7 cm | | | 8270-16-2.7-30 | 8270-16-2.7-45 |
| 16 Fr | 3.0 cm | | | | 8270-16-3.0-45 |
| 16 Fr | 3.5 cm | | | | 8270-16-3.5-45 |
| 16 Fr | 4.0 cm | | | | 8270-16-4.0-45 |
| 16 Fr | 4.5 cm | | | | 8270-16-4.5-45 |
| 16 Fr | 5.0 cm | | | | 8270-16-5.0-45 |
| 16 Fr | 5.5 cm | | | | 8270-16-5.5-45 |
| 16 Fr | 6.0 cm | | | | 8270-16-6.0-45 |
| 16 Fr | 6.5 cm | | | | 8270-16-6.5-45 |
| 16 Fr | 7.0 cm | | | | 8270-16-7.0-45 |

| AFMETING (BUITENDIAM.) | STOMALENGTE | JEJUNALE LENGTE | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 15 CM | 22 CM | 30 CM | 45 CM |
| 18 Fr | 1.2 cm | | 8270-18-1.2-22 | 8270-18-1.2-30 | |
| 18 Fr | 1.5 cm | | 8270-18-1.5-22 | 8270-16-1.5-30 | 8270-18-1.5-45 |
| 18 Fr | 1.7 cm | | 8270-18-1.7-22 | 8270-18-1.7-30 | 8270-18-1.7-45 |
| 18 Fr | 2.0 cm | | 8270-18-2.0-22 | 8270-18-2.0-30 | 8270-18-2.0-45 |
| 18 Fr | 2.3 cm | | | 8270-18-2.3-30 | 8270-18-2.3-45 |
| 18 Fr | 2.5 cm | | | 8270-18-2.5-30 | 8270-18-2.5-45 |
| 18 Fr | 2.7 cm | | | 8270-18-2.7-30 | 8270-18-2.7-45 |
| 18 Fr | 3.0 cm | | | | 8270-18-3.0-45 |
| 18 Fr | 3.5 cm | | | | 8270-18-3.5-45 |
| 18 Fr | 4.0 cm | | | | 8270-18-4.0-45 |
| 18 Fr | 4.5 cm | | | | 8270-18-4.5-45 |
| 18 Fr | 5.0 cm | | | | 8270-18-5.0-45 |
| 18 Fr | 5.5 cm | | | | 8270-18-5.5-45 |
| 18 Fr | 6.0 cm | | | | 8270-18-6.0-45 |
| 18 Fr | 6.5 cm | | | | 8270-18-6.5-45 |
| 18 Fr | 7.0 cm | | | | 8270-18-7.0-45 |
| 22 Fr | 1.5 cm | | | | 8270-22-1.5-45 |
| 22 Fr | 1.7 cm | | | | 8270-22-1.7-45 |
| 22 Fr | 2.0 cm | | | | 8270-22-2.0-45 |
| 22 Fr | 2.3 cm | | | | 8270-22-2.3-45 |
| 22 Fr | 2.5 cm | | | | 8270-22-2.5-45 |
| 22 Fr | 2.7 cm | | | | 8270-22-2.7-45 |
| 22 Fr | 3.0 cm | | | | 8270-22-3.0-45 |
| 22 Fr | 3.5 cm | | | | 8270-22-3.5-45 |
| 22 Fr | 4.0 cm | | | | 8270-22-4.0-45 |
| 22 Fr | 4.5 cm | | | | 8270-22-4.5-45 |
| 22 Fr | 5.0 cm | | | | 8270-22-5.0-45 |
| 22 Fr | 5.5 cm | | | | 8270-22-5.5-45 |
| 22 Fr | 6.0 cm | | | | 8270-22-6.0-45 |
| 22 Fr | 6.5 cm | | | | 8270-22-6.5-45 |
| 22 Fr | 7.0 cm | | | | 8270-22-7.0-45 |

De kit bevat:

- 1- MIC-KEY® GJ-sonde met vlak profiel
- 1- Geleidingscanule
- 1- MIC-KEY® ENFit® verlengleiding met connector met rechte hoek en dubbele mannelijke ENFit® connector, lengte 30 cm
- 1- MIC-KEY® ENFit® bolusverlengleiding met rechte connector en mannelijke ENFit® connector, lengte 30 cm
- 1- 6 ml Luer-Slip™ spuit
- 1- 35 ml vrouwelijke ENFit® spuit
- 4- Kompressen



AVANOS[®] MIC[®] GJ-SONDE (endoscopische/radiologische plaatsing)

De unieke **MIC[®] GASTRO-JEJUNOSTOMIESONDE** is ontworpen voor patiënten die gelijktijdig maagdecompressie en jejunale voeding nodig hebben. Verkrijgbaar in verschillende maten en lengtes, afgestemd op de individuele patiënt.

- Constructie van medisch siliconen materiaal
- Opblaasbare interne siliconen fixatieballon (7-10 ml)
- SECUR-LOK[®] externe fixatie
- Dubbele mannelijke ENFit[®] aansluiting: maagdecompressie- en jejunale voedingspoort
- Meerdere gastrische & jejunale uitstroomopeningen
- Jejunale tip verzaamd met wolfram
- Conische, distale tip overeenkomstig de sondemaat (French)
- Radiopake streep
- Gesteriliseerd met gammastraling
- 1 sonde/verpakking

AVANOS[®] MIC[®] GJ-TUBES (endoscopische/radiologische plaatsing)

| AFMETING (BUITENDIAM.) | JEJUNALE LENGTE | | | |
|---------------------------|-----------------|------------|------------|---------|
| | 15 CM | 22 CM | 30 CM | 45 CM |
| 16 Fr | 8650-16-15 | 8650-16-22 | 8650-16-30 | 8650-16 |
| 18 Fr | | 8650-18-22 | 8650-18-30 | 8650-18 |
| 22 Fr | | | | 8650-22 |



AVANOS[®] MIC[®] GJ-SONDE (chirurgische plaatsing)

De unieke **MIC[®] GJ-SONDE** is ontworpen voor patiënten die gelijktijdig maagdecompressie en jejunale voeding nodig hebben. Met sonde voor chirurgische plaatsing, verkrijgbaar in diverse Fr en een jejunale lengte van 45 cm.

- Constructie van medisch siliconen materiaal
- Opblaasbare interne siliconen fixatieballon (7-10 ml)
- SECUR-LOK[®] externe fixatie
- Dubbele mannelijke ENFit[®] aansluiting: maagdecompressie- en jejunale voedingspoort
- Meerdere gastrische & jejunale uitstroomopeningen
- Jejunale tip verzaamd met wolfram
- Conische, distale tip overeenkomstig de sondemaat (French)
- Radiopake streep
- Gesteriliseerd met ethyleenoxide
- 1 sonde/verpakking

De kit bevat:

- 1- MIC[®] GJ-sonde
- 1- Abdominale trocar en sheath
- 1- Geglufde transpylorische canule
- 1- 5 x 5 cm splitkompres

AVANOS[®] MIC[®] GJ-SONDES (chirurgische plaatsing)

| AFMETING (BUITENDIAM.) | JEJUNALE LENGTE 45 CM |
|---------------------------|--------------------------|
| 16 Fr | 8660-16 |
| 18 Fr | 8660-18 |
| 22 Fr | 8660-22 |



AVANOS[®] MIC[®] GASTRO-ENTEROLOGISCHE SONDE

De MIC[®] GASTRO-ENTEROLOGISCHE SONDE is een voorloper van de zeer populaire MIC[®] GJ-sonde. Deze is ontworpen voor gelijktijdige maagdecompressie en jejunale voeding, voor patiënten die aangewezen zijn op een kleiner distaal jejunaal segment.

- Constructie van medisch siliconen materiaal
- Opblaasbare interne siliconen fixatieballon (7-10 ml, sondes met een jejunale lengte van 25,4 cm hebben een ballon van 3-5 ml)
- SECUR-LOK[®] externe fixatie
- Jejunale tip verzaagd met wolfram
- Dubbele mannelijke ENFit[®] aansluiting: maagdecompressie- en jejunale voedingspoort
- Meerdere gastrische & jejunale uitstroomopeningen
- Radiopake streep en volledig opake jejunale sonde
- Gesteriliseerd met gammastraling
- 2 sondes/verpakking

AVANOS[®] MIC[®] GASTRO-ENTEROLOGISCHE SONDES

| AFMETING (BUITENDIAM.) | 25,4 CM | 57,9 CM |
|---------------------------|-----------|---------|
| 16 Fr | 8210-16LV | 8210-16 |
| 18 Fr | 8210-18LV | 8210-18 |
| 20 Fr | | 8210-20 |
| 22 Fr | | 8210-22 |
| 24 Fr | | 8210-24 |
| 26 Fr | | 8210-26 |
| 28 Fr | | 8210-28 |
| 30 Fr | | 8210-30 |



AVANOS[®] INTRODUCERKIT VOOR PLAATSING VAN J- EN GJ-SONDES

De kits bevatten instrumenten en hulpmiddelen om de initiële endoscopische, radiologische of laparoscopische plaatsing van ballonjejunostomie- en gastro-jejunostomiesondes - zoals MIC[®] J/JG-sondes en MIC-KEY[®] J/JG-sondes - te vergemakkelijken.

- Gesteriliseerd met ethyleenoxide
- 1 kit/verpakking

De kit bevat:

- 1- Gastro-intestinale verankeringsset met voorgeladen SAF-T-PEXY[®] T-ankers
- 1- Haemostat (vaatklem)
- 1- Punctienaald met veiligheidsmechanisme
- 1- Zoek katheter Fr 5
- 1- Scalpel #11 met veiligheidsmechanisme
- 1- Seriële dilatator met wegpelkatheter (peel-away sheath)
- 2- 12 ml spuit
- 1- Stomameetinstrument

Voedingssonde niet inbegrepen in de kit.

AVANOS[®] INTRODUCERKITS VOOR PLAATSING VAN J- EN GJ-SONDES

| BESCHRIJVING | PRODUCTCODE | |
|---|---------------------------------|----------------|
| | ENDOSCOPISCH/ FLUOROSCOPISCH | LAPAROSCOPISCH |
| Introducerkit voor plaatsing van J- en GJ-sondes, met 20 Fr-dilatator (voor gebruik met MIC [®] J/JG-sonde Fr 16 en MIC-KEY [®] J/JG-sonde Fr 16) | 98437 | 10249 |
| Introducerkit voor plaatsing van J- en GJ-sondes, met 22 Fr-dilatator (voor gebruik met MIC [®] J/JG-sonde Fr 18 en MIC-KEY [®] J/JG-sonde Fr 18) | 98438 | 10229 |

ACCESSOIRES

MIC⁺/MIC-KEY⁺ accessoires zijn geschikt voor gastrostomie-, jejunostomie- en gastro-jejunostomiesondes.



- SECUR-LOK⁺ aansluitmechanisme
- Dubbele mannelijke ENFit[®] connector (m.u.v. MIC-KEY⁺ bolusverlengleiding)
- Individueel verpakte verlengleidingen
- Afsluitklem (niet op medicatieset)
- Niet samengesteld uit natuurlijke latex of DEHP
- Niet-steriel

AVANOS⁺ MIC-KEY⁺ VERLENGLEIDINGEN

Voor gebruik met de MIC-KEY⁺ G-/J-/GJ-sondes

| BESCHRIJVING | LENGTE | VERPAKKING | PRODUCTCODE |
|--|--------|-------------------|-------------|
| MIC-KEY ⁺ verlengleiding ENFit [®] met connector met rechte hoek | 30 cm | 5 per verpakking | 0141-12 |
| MIC-KEY ⁺ verlengleiding ENFit [®] met connector met rechte hoek | 60 cm | 5 per verpakking | 0141-24 |
| MIC-KEY ⁺ medicatieset ENFit [®] met connector met rechte hoek | 5 cm | 5 per verpakking | 0142-02 |
| MIC-KEY ⁺ bolusverlengleiding ENFit [®] met rechte connector | 30 cm | 5 per verpakking | 0143-12 |
| MIC-KEY ⁺ bolusverlengleiding ENFit [®] met rechte connector | 60 cm | 5 per verpakking | 0143-24 |
| MIC-KEY ⁺ verlengleiding met enkel ENFit [®] uiteinde en connector met rechte hoek | 30 cm | 5 per verpakking | 0144-12 |
| MIC-KEY ⁺ verlengleiding met enkel ENFit [®] uiteinde en connector met rechte hoek | 60 cm | 5 per verpakking | 0144-24 |
| MIC-KEY ⁺ stomameetinstrument | - | 10 per verpakking | 98460 |
| MIC-KEY ⁺ SF stomameetinstrument | - | 10 per verpakking | 7145-00 |



COMPONENTEN VAN DE INTRODUCERKIT

Voor gebruik met de AVANOS⁺ introducerkits

| BESCHRIJVING | VERPAKKING | PRODUCTCODE |
|--|---|-------------|
| SAF-T-PEXY ⁺ T-ankers, gastro-intestinale verankeringsset | 1 stuk (3 naalden + 1 gebogen vaatklem) | 98701 |
| Seriële dilatator met geïntegreerde peel-away sheath, 16 Fr | 1 stuk | 98702 |
| Seriële dilatator met geïntegreerde peel-away sheath, 18 Fr | 1 stuk | 98703 |
| Seriële dilatator met geïntegreerde peel-away sheath, 20 Fr | 1 stuk | 98704 |
| Seriële dilatator met geïntegreerde peel-away sheath, 22 Fr | 1 stuk | 98705 |
| Seriële dilatator met geïntegreerde peel-away sheath, 24 Fr | 1 stuk | 98706 |



AVANOS* MIC* ACCESSOIRES VOOR JEJUNOSTOMIESONDE

Voor gebruik met de MIC* jejunostomiesonde

| BESCHRIJVING | VERPAKKING | PRODUCTCODE |
|---|------------------|-------------|
| MIC* jejunostomiesonde reparatiekit | 1 per verpakking | 0301-50 |
| MIC* jejunostomie vrouwelijke Luer-Lok doppen | 5 per verpakking | 0301-55 |
| MIC* jejunostomie voedingspoortadapter | 5 per verpakking | 0301-60 |



AVANOS* MIC* PEG-VOEDINGSCONNECTORS

Voor gebruik met MIC* percutane endoscopische gastrostomiesondes

- Niet samengesteld uit natuurlijke latex of DEHP
- Niet-steriel
- 1 connector/verpakking

| BESCHRIJVING | PRODUCTCODE |
|---|-------------|
| Mannelijke ENFit® voedingsconnector Fr 14 | 8135-14 |
| Mannelijke ENFit® voedingsconnector Fr 20 | 8135-20 |
| Mannelijke ENFit® voedingsconnector Fr 24 | 8135-24 |



GASTROSTOMIEZORGGIT

Deze kit vereenvoudigt de vervanging van een standaard G-sonde. Elke kit bevat:

- 10 ml Luer-Slip™ spuit
- 5 kompressen (7,5x7,5cm)
- Alcoholdoekje voor huidreiniging
- Voorgevulde Luer-Slip™ spuit met steriel H₂O
- Glijmiddel op waterbasis
- Zijklem
- Biohazardzak (16,5 x 17,5 cm)

| BESCHRIJVING | PRODUCTCODE |
|---------------------|-------------|
| Gastrostomiezorgkit | QW3153 |

AVANOS

Stuur voor meer informatie een e-mail aan
customerservice.bnl@avanos.com of ga naar www.avanos.nl.

www.mic-key.com